

## Kaninchen Anti-Human Cd335/Nkp46 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Facs - O76036

Artikelnummer: CM0009028



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD335/NKp46 (NCR1). Geeignet für IF/ICC und Durchflusszytometrie zum Nachweis von NK-Zellen. Validiert in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD335/NKp46 mAk                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | NCR1; CD335; LY94; NK-p46; NKP46; natural cytotoxicity triggering receptor 1                                                             |
| Spezies           | Human                                                                                                                                    |
| GenID (Human)     | 9437                                                                                                                                     |
| GenID             | 9437                                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 22-254 von humanem CD335/NKp46 (NP_004820.2) homolog ist |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                   |
| Anwendung         | IF/ICC, FACS                                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                    |
| SWISS             | O76036                                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                |