

Kaninchen Anti-Human Cd335/Nkp46 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - O76036

Artikelnummer: CM0010427



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD335/NKp46 (NCR1), validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Ideal für die Forschung an natürlichen Killerzellen und Immunphänotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD335/NKp46 mAb
Bemerkungen/Alias	NCR1, CD335, LY94, NK-p46, NKP46, natural cytotoxicity triggering receptor 1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9437
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 22-254 von humanem CD335/NKp46 (NP_004820.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O76036
Proteingewicht	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa (mehrere Isoformen)
Versand	Eisbeutel