

Kaninchen Anti-Human Cd336/Nk-P44 Mak Für Fc - O95944

Artikelnummer: CM0010171



Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD336/NK-p44 (NCR2). Validiert für Durchflusszytometrie (FC) von aktivierten natürlichen Killerzellen; 31kDa. Ideal für Tumormimmunologie und NK-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD336/NK-p44 mAk
Bemerkungen/Alias	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dJ149M18.1
Spezies	Human
GenID (Human)	9436
GenID	9436
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-190 von humanem CD336/NK-p44 (NP_004819.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O95944
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel