

Kaninchen Anti-Human Cd337/Nkp30 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O14931

Artikelnummer: CM0009679



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD337/NKp30, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung der NK-Zell-vermittelten Zytotoxizität und der dendritischen Zellreifung in der Immunonkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD337/NKp30 mAb
Bemerkungen/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Spezies	Human
GeneID (Human)	259197
GeneID	259197
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-135 von humanem CD337/NKp30 (NP_667341.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14931
Proteingewicht	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Versand	Eisbeutel