

Kaninchen-Anti-Human-Cd337/Nkp30-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - O14931

Artikelnummer: CM0011089



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD337/NKp30, validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Erforschung natürlicher Killerzellen, die Tumorummunologie und Untersuchungen zur Zytotoxizität von NK-Zellen. Reagiert mit Humanmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD337/NKp30-mAk
Bemerkungen/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	259197
GeneID	259197
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-135 des humanen CD337/NKp30 (NP_667341.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14931
Proteingewicht	16 kDa/17 kDa/18 kDa/19 kDa/20 kDa/21 kDa
Versand	Kühlakku