

Kaninchen Anti-Human Cd337/Nkp30 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O14931

Artikelnummer: CM0004132



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CD337/NKp30 (NCR3) für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Erforschung der NK-Zell-Zytotoxizität, Tumorummunologie und Dendritische-Zell-Reifung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD337/NKp30 mAb
Bemerkungen/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	259197
GenID	259197
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-135 des menschlichen CD337/NKp30 (NP_667341.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14931
Proteingewicht	16kDa/17kDa/18kDa/19kDa/20kDa/21kDa
Versand	Eisbeutel