

## Kaninchen Anti-Mensch Cd337/Nkp30 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc (Intrazellulär) - O14931

Artikelnummer: CM0006067



### Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD337/NKp30, validiert für Immunfluoreszenz/Immunozytochemie und intrazelluläre Durchflusszytometrie. Zielt auf den natürlichen Zytotoxizität-auslösenden Rezeptor 3 (NCR3), der auf NK-Zellen exprimiert wird; reaktiv gegen Human, O14931.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Kaninchen anti-Mensch CD337/NKp30 mAk                                                                                             |
| Bemerkungen/Aliase | NCR3; 1C7; CD337; LY117; MALS; NKp30; natürlicher Zytotoxizität-auslösender Rezeptor 3                                            |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                            |
| GenID (Mensch)     | 259197                                                                                                                            |
| GenID              | 259197                                                                                                                            |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-135 von humanem CD337/NKp30 (NP_667341.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung          | IF/ICC, FC (intrazellulär)                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität   | Mensch                                                                                                                            |
| SWISS              | O14931                                                                                                                            |
| Proteinmasse       | 16 kDa/17 kDa/18 kDa/19 kDa/20 kDa/21 kDa                                                                                         |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                         |