

Kaninchen Anti-Mensch Cd34 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P28906

Artikelnummer: CM0009091

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD34 (P28906) für die Durchflusszytometrie. Erkennt hämatopoetische Vorläuferzellen und Endothelzellen. Geeignet für FC-Anwendungen in der hämatopoetischen Forschung. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD34 mAk
Bemerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3
Spezies	Mensch
Genen-ID (Mensch)	947
Genen-ID	947
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 170-290 von humanem CD34 (NP_001020280.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28906
Proteinmasse	35kDa/41kDa
Versand	Eisbeutel