

## Kaninchen Anti-Humaner Cd34 Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Fc - P28906

Artikelnummer: CM0004865

### Einführung

-markierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD34, validiert für Immunfluoreszenz (IF/ICC) und Durchflusszytometrie (FC). Ideal für Studien an hämatopoetischen Stammzellen und Endothelzellen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-humaner CD34 mAb                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | CD34;CD34-Molekül;GIG3;MORT1                                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                         |
| Gen-ID (Human)    | 947                                                                                                                           |
| Gen-ID            | 947                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 170-290 von humanem CD34 enthält (NP_001020280.1) |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | IF/ICC, FC                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                         |
| SWISS             | P28906                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 35kDa/41kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |