

Kaninchen-Anti-Humaner Cd34-Monoklonaler Antikörper Für If/Icc Und Durchflusszytometrie - P28906

Artikelnummer: CM0012332

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD34, validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Geeignet für die Forschung an hämatopoetischen Stammzellen und Endothelzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD34-mAb
Bemerkungen/Alias	CD34;CD34-Molekül;GIG3;MORT1
Art	Mensch
GeneID	947
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 170-290 des humanen CD34 entspricht (NP_001020280.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28906
Proteingewicht	35 kDa/41 kDa
Versand	Eisbeutel