

Kaninchen Anti-Mensch Cd35 Mab Für Fc - P17927

Artikelnummer: CM0005027

Einführung

Kaninchen Anti-Mensch CD35 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie-Detektion des menschlichen Komplementrezeptors Typ 1 (CR1) auf Erythrozyten und Immunzellen. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD35 mAb
Bemerkungen/Alias	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; Komplementrezeptor Typ 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1378
GenID	1378
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 901-1095 von menschlichem CD35 (NP_000564.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P17927
Proteingewicht	223 kDa
Versand	Eisbeutel