

Kaninchen Anti-Humaner Cd35 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P17927

Artikelnummer: CM0007933



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD35 (CR1). Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von komplementvermittelter Immunadhärenz, Opsonisierung, Viruseintritt und regulatorischer T-Zell-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD35 mAb
Bemerkungen/Alias	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; Komplementrezeptor Typ 1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1378
Gen-ID	1378
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein, das aa 901-1095 von humanem CD35, NP_000564.2, enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P17927
Proteingewicht	223kDa
Versand	Eisbeutel