

Konjugierter Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Humanes Cd35 Für Die Durchflusszytometrie - P17927

Artikelnummer: CM0008365



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD35 (CR1). Validiert für die Durchflusszytometrie, detektiert er den Komplementrezeptor Typ 1 auf Erythrozyten und Immunzellen. Ideal für die Untersuchung von Immunadhäsion und komplementvermittelter Clearance.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humanes CD35 mAb
Bemerkungen/Alias	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; Komplementrezeptor Typ 1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1378
Gen-ID	1378
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 901-1095 von humanem CD35 (NP_000564.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P17927
Proteingewicht	223kDa
Versand	Eisbeutel