


Kaninchen-Anti-Humaner Cd352/Slamf6-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q96Du3

Artikelnummer: CM0012043



Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD352/SLAMF6 für die Durchflusszytometrie. Für humane Proben validiert; SLAMF6 ist ein Selbstligandenrezeptor, der die Aktivierung von NK- und T-Zellen moduliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen-anti-humanes CD352/SLAMF6-mAb
Bemerkungen/Alias	SLAMF6; CD352; KALI; KAL1b; Ly108; NTB-A; NTBA; SF2000; SLAM-Familienmitglied 6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	114836
GeneID	114836
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 24-215 des humanen CD352/SLAMF6 entspricht (NP_001171643.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96DU3
Proteingewicht	24 kDa/37 kDa
Versand	Kühlakku