

Kaninchen Anti-Human Cd353/Slamf8 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9P0V8

Artikelnummer: CM0009379

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD353 (SLAMF8) gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie, geeignet für B-Zell- und lymphatisches Gewebeforschung. Zuverlässiges IVD-Rohmaterial von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD353/SLAMF8 mAk
Bemerkungen/Alias	BLAME; CD353; SBBI42
Spezies	Human
GenID (Human)	56833
GenID	56833
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-123 von humanem CD353/SLAMF8 (NP_064510.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9P0V8
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel