


Kaninchen Anti-Human Cd355/Crtam Mab Für Fc - 095727

Artikelnummer: CM0008541



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD355/CRTAM für Durchflusszytometrie. Zielgerichtet gegen CRTAM, ein T-Zell-Adhäsionsmolekül, das die Aktivierung und den Geweberückhalt reguliert. Geeignet für die T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD355/CRTAM mAb
Bemerkungen/Alias	CD355
Spezies	Human
GenID (Human)	56253
GenID	56253
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-287 von humanem CD355/CRTAM (NP_062550.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O95727
Proteingewicht	22kDa/44kDa
Versand	Eisbeutel