

Kaninchen-Anti-Mensch Cd369/Dectin-1 Mab Für Fc - Q9Bxn2

Artikelnummer: CM0011351

Einführung

-konjugierter Kaninchen-anti-Mensch CD369/Dectin-1 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt den Beta-Glucan-Rezeptor CLEC7A und ermöglicht Studien zur angeborenen Immunität und Pilzinfektionen. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD369/Dectin-1 mAb
Bemerkungen/Aliase	CLEC7A; BGR; CANDF4; CD369; CLECSF12; DECTIN1; SCARE2; C-Typ-Lektin-Domäne enthaltend 7A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64581
Gen-ID	64581
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 66-247 des menschlichen CD369/Dectin-1 (NP_922938.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BXN2
Proteingewicht	5 kDa/8 kDa/13-27 kDa
Versand	Eispackung