

## Kaninchen Anti-Human Cd369/Dectin-1 Mab Für Fc - Q9Bxn2

Artikelnummer: CM0009345

### Einführung

Hochwertiges, mit konjugiertes kaninchenes monoklonales Antikörper, das gegen humanes CD369/Dectin-1 (CLEC7A), ein Mustererkennungsrezeptor für Beta-Glukane, gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, geeignet für Studien zur angeborenen Immunität und zur Pathogenese von Pilzen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Details                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Human CD369/Dectin-1 mAb                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | CLEC7A; BGR; CANDF4; CD369; CLECSF12; DECTIN1; SCARE2; C-Typ-Lektin-Domäne enthaltend 7A                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| GenID             | 64581                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 66-247 von humanem CD369/Dectin-1, NP_922938.1, enthält) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | FC                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                            |
| SWISS             | Q9BXN2                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 5kDa/8kDa/13-27kDa                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |