

Kaninchen Anti-Mensch Cd369/Dectin-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Bxn2

Artikelnummer: CM0008914

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD369/Dectin-1 (CLEC7A) für die Durchflusszytometrie. Zielt auf die extrazelluläre Domäne ab; ideal für den Nachweis von Dectin-1 auf Leukozyten und dendritischen Zellen in der Forschung zur angeborenen Immunität und Pilzinfektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD369/Dectin-1 mAb
Bemerkungen/Alias	CLEC7A; BGR; CANDF4; CD369; CLECSF12; DECTIN1; SCARE2; C-Typ-Lektin-Domäne enthaltend 7A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64581
GenID	64581
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 66-247 von humanem CD369/Dectin-1 (NP_922938.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BXN2
Proteingewicht	5 kDa/8 kDa/13-27 kDa
Versand	Eisbeutel