


Kaninchen Anti-Mensch Cd370/Clec9A Mak - Q6Uxn8

Artikelnummer: CM0007863



Einführung

Hochspezifisches, mit konjugiertes kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CLEC9A/CD370, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Forschung zu Dendritischen Zellen und der Kreuzpräsentation von toten Zell-Antigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Mensch CD370/CLEC9A mAk
Bemerkungen/Alias	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Spezies	Mensch
Gen-ID	283420
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 110-241 von humanem CD370/CLEC9A enthält (NP_997228.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6UXN8
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel