


Kaninchen Anti-Human Cd370/Clec9A Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q6Uxn8

Artikelnummer: CM0011780



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD370/CLEC9A (DNGR-1), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt einen dendritischen Zellrezeptor für Antigene aus toten Zellen. Ideal für die Immunphänotypisierung und biologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD370/CLEC9A mAb
Bemerkungen/Alias	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Spezies	Human
GeneID (Human)	283420
GeneID	283420
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 110-241 von humanem CD370/CLEC9A (NP_997228.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q6UXN8
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eistasche