


Kaninchen Anti-Human Cd370/Clec9A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q6Uxn8

Artikelnummer: CM0006042



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD370/CLEC9A (Q6UXN8) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, ermöglicht die Identifizierung von BDCA3+ dendritischen Zellen und Studien zur Kreuzpräsentation von Antigenen toter Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD370/CLEC9A mAk
Bemerkungen/Alias	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Spezies	Human
GenID	283420
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 110-241 von humanem CD370/CLEC9A (NP_997228.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q6UXN8
Proteingewicht	27kDa
V>Versand	Eisbeutel