


Kaninchen Anti-Mensch Cd38 Mak - P28907

Artikelnummer: CM0009353



Einführung

Kaninchen anti-Mensch CD38 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielgerichtet gegen CD38 (ADP-Ribosylcyclase 1), das an Kalziumsignalwege und Zelladhäsion beteiligt ist. Geeignet für menschliche Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch CD38 mAk
Anmerkungen/Aliase	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38-Molekül
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	952
Gen-ID	952
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 43-300 von menschlichem CD38 (P28907) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28907
Proteinmasse	13 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel