

Kaninchen Anti-Mensch Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P28907

Artikelnummer: CM0005572



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD38 für die Durchflusszytometrie. CD38 ist ein multifunktionales transmembranes Glykoprotein mit enzymatischen und Rezeptorfunktionen, das an Kalziumsignalgebung und Lymphozytenaktivierung beteiligt ist. Ideal für Immunphänotypisierung und Forschung zu Immunzellen, Diabetes und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD38 mAb
Bemerkungen/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; CD38-Molekül
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	952
GeneID	952
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 43-300 von menschlichem CD38 (P28907) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28907
Proteinmolekulargewicht	13kDa/34kDa
Versand	Eisbeutel