

Kaninchen Anti-Human Cd39/Entpd1 Mak Für Fc - P49961

Artikelnummer: CM0008818

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD39/ENTPD1 gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes CD39, validiert für FC-Anwendungen. Ideal für immunologische Studien zur Ekt nucleotidase-Aktivität und Lymphozytenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD39/ENTPD1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Spezies	Human
GenID (Human)	953
GenID	953
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 255-442 von humanem CD39/ENTPD1 (NP_001767.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P49961
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel