

## Kaninchen Anti-Mensch Cd39/Entpd1 Mak Für Durchflusszytometrie - P49961

Artikelnummer: CM0004899

### Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD39/ENTPD1 für die Durchflusszytometrie. Validiert für humane Proben in der Forschung zu Ectonucleotidasen und Immunaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Human CD39/ENTPD1 mAb                                                                                                 |
| Anmerkungen/Alias | CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1                                                                                                   |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| GenID             | 953 (Mensch)                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 255-442 von humanem CD39/ENTPD1 (NP_001767.3) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | FC (Durchflusszytometrie)                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                            |
| SWISS             | P49961                                                                                                                            |
| Proteinmasse      | 58 kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |