

Kaninchen Anti-Human Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01730

Artikelnummer: CM0005153



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD4, konjugiert mit , für Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf T-Zell-Oberflächenglykoprotein CD4 (T4/Leu-3), validiert für humane Reaktivität. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD4 mAk
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Human
GenID (Human)	920
GenID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 26-207 von humanem CD4 (NP_000607.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01730
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel