

Kaninchen-Anti-Human-Cd40-Mak - P25942

Artikelnummer: CM0008514



Einführung

monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD40 für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt humanes CD40 (p50, Bp50, CDW40, TNFRSF5), einen wichtigen Immunrezeptor. Ideal für immunologische Forschungsarbeiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD40-mAk
Bezeichnungen/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	958
GeneID	958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-193 des humanen CD40 (P25942) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25942
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku