

Kaninchen-Anti-Mensch Cd40 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P25942

Artikelnummer: CM0011134



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD40, validiert für die Durchflusszytometrie. Targett das B-Zell-Oberflächenantigen CD40 (Bp50, CDw40, TNFRSF5) mit humaner Kreuzreaktivität. Ideal für den direkten Nachweis in der immunologischen Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD40 mAb
Bemerkungen/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	958
Gen-ID	958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-193 des humanen CD40 (NP_001241.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25942
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel