


Kaninchen-Anti-Humaner-Cd40-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P25942

Artikelnummer: CM0010401



Einführung

Dieser mit konjugierte monoklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen humanes CD40 und wurde für die Durchflusszytometrie validiert. Geeignet für die Erforschung von B-Zellen und Karzinomen sowie für Untersuchungen der Immunsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner-CD40-mAb
Bemerkungen/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	958
GeneID	958
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-193 des humanen CD40 (NP_001241.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25942
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku