

Kaninchen-Anti-Mensch Cd40 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P25942

Artikelnummer: CM0012093



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD40 (TNFRSF5), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung von B-Zell- und Makrophagenaktivierung, Immunantwort und CD40-CD40L-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD40 mAb
Bemerkungen/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	958
Gen-ID	958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-193 von humanem CD40 (P25942) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P25942
Proteinmasse	31 kDa
Versand	Eisbeutel