

Kaninchen Anti-Human Cd42B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P07359

Artikelnummer: CM0011433



Einführung

-konjugierter Kaninchen-Anti-Human-CD42b monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie (FC). Zielt auf die Thrombozyten-Glykoprotein-Ib-Alpha-Kette (GP1BA, CD42b, P07359) ab. Geeignet für Forschung zu Hämostase, Thrombose und Thrombozytenbiologie. Hochwertiges IVD-Rohmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD42b mAk
Bemerkungen/Alias	BSS; GP1B; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2811
GenID	2811
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 15-531 von humanem CD42b (NP_000164.5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07359
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel