

Kaninchen Anti-Human Cd45Ra Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - P08575-8

Artikelnummer: CM0012168



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD45RA (Isoform 6) für die Durchflusszytometrie, 138kDa. Ideal für die Identifizierung von humanen Leukozyten-Subsets und die Immunphänotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD45RA mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Human
GeneID (human)	5788
GeneID	5788
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-482 von humanem CD45RA, P08575-8, enthält)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08575-8
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eisbeutel