

Kaninchen-Anti-Human-Cd45Ra-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08575-8

Artikelnummer: CM0012206

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-human-CD45RA-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt die 138-kDa-CD45-Isoform 6 (L-CA, T200) auf humanen Leukozyten. Zuverlässiges Hilfsmittel für die Immunphänotypisierung und die Analyse von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD45RA-mAb
Bezeichnungen/Aliase	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5788
GeneID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-482 des humanen CD45RA (P08575-8)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575-8
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Kühlbeutel