

Kaninchen-Anti-Humaner-Cd45Ra-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08575-8

Artikelnummer: CM0008797

Einführung

Hochwertiger, mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD45RA (PTPRC-Isoform 6). Für die Durchflusszytometrie validiert und ermöglicht eine präzise Immunphänotypisierung von Leukozyten in klinischen und wissenschaftlichen Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-humaner-CD45RA-mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz umfasst, die den Aminosäuren 26-482 des humanen CD45RA (P08575-8) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575-8
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Kühlakku