

Kaninchen-Anti-Human-Cd45Ra-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P08575-8

Artikelnummer: CM0009781

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD45RA (Isoform 6, P08575-8) für die Durchflusszytometrie. Kreuzreaktiv mit humanem Material; ideal für Studien zur Immunphänotypisierung von Leukozyten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD45RA-mAb
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-482 des humanen CD45RA (P08575-8) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575-8
Proteingewicht	138 kDa
Versand	Kühlakku