

Kaninchen Anti-Mensch Cd45Ra Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08575-8

Artikelnummer: CM0005057

Einführung

-konjugierter monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CD45RA (Isoform 6 von PTPRC, P08575-8) für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunophänotypisierung hämatopoetischer Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD45RA mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5788
GeneID	5788
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-482 von humanem CD45RA (P08575-8) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575-8
Proteinmasse	138 kDa
Versand	Eisbeutel