

Kaninchen Anti-Mensch Cd45Rb Monoklonaler Antikörper Für Fc - P08575-9

Artikelnummer: CM0009555

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD45RB (Isoform 7 von PTPRC), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Forschung zum Leukozyten-gemeinsamen Antigen und zur Immunzellprofilierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Rabbit anti-Human CD45RB mAk
Anmerkungen/Aliase	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5788
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575-9
Versand	Eisbeutel