

Kaninchen-Anti-Mensch Cd45Rb Monoklonaler Antikörper (Pe) Für Durchflusszytometrie - P08575-9

Artikelnummer: CM0010888

Einführung

PE-konjugierter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD45RB (PTPRC Isoform 7, SWISS: P08575-9) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (AS 26-463), kreuzreagiert mit Mensch. ~136 kDa. Geeignet für die Leukozytenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE Kaninchen-Anti-Mensch CD45RB mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
GenID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-463 von humanem CD45RB (XP_006711537.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575-9
Proteingewicht	136 kDa
Versand	Eisbeutel