

Kaninchen-Anti-Mensch Cd46 Mab Für Durchflusszytometrie - P15529

Artikelnummer: CM0009422



Einführung

-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes CD46 (MCP). Validiert für die Durchflusszytometrie erkennt dieser Antikörper humanes CD46, einen wichtigen Komplementregulator und Pathogenrezeptor. Ideal für Forschung in Immunologie und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Human CD46 mAb
Bemerkungen/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4179
GeneID	4179
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-328 von humanem CD46 (NP_002380.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15529
Proteingewicht	37-44 kDa
Versand	Eisbeutel