


Kaninchen Anti-Human Cd46 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15529

Artikelnummer: CM0011838



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD46 (MCP) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie; erkennt ein 37-44 kDa Membranprotein. Geeignet für Komplementforschung, Studien zum Viruseintritt und Assays zur Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD46 mAk
Bemerkungen/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4179
Gen-ID	4179
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-328 von humanem CD46 (NP_002380.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15529
Proteingewicht	37-44kDa
Versand	Eisbeutel