


Kaninchen Anti-Human Cd46 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P15529

Artikelnummer: CM0011716



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD46 (MCP) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Geeignet für Forschung zur Komplementregulation, T-Zell-Kostimulation und Pathogen-Wirt-Interaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD46 mAk
Bemerkungen/Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4179
Gen-ID	4179
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 35-328 von humanem CD46 (NP_002380.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15529
Proteingewicht	37-44kDa
Versand	Eisbeutel