


Kaninchen Anti-Human Cd47 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q08722

Artikelnummer: CM0011656



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD47 gerichtet ist, validiert für Durchflusszytometrie. Unterstützt die Immunologie und die Entwicklung von IVD-Assays; kreuzreagiert mit Human. Aus dem Rohmaterial-Portfolio von CamelBio. (SWISS: Q08722)

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD47 mAk
Bemerkungen/Alias	CD47; IAP; MER6; OA3; CD47-Molekül
Spezies	Human
GenID	961
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-139 von humanem CD47 entspricht (NP_001768.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q08722
Proteingewicht	31kDa/33kDa/35kDa
Versand	Eisbeutel