


Kaninchen Anti-Human Cd47 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q08722

Artikelnummer: CM0004261



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD47 (IAP/OA3) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Beteiligt an Zelladhäsion, Immunregulation und Signaltransduktion; geeignet für Forschungs- und Diagnostikanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD47 mAb
Bemerkungen/Alias	CD47; IAP; MER6; OA3; CD47 molecule
Spezies	Human
Gen-ID	961
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-139 von humanem CD47 (NP_001768.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q08722
Proteingewicht	31kDa/33kDa/35kDa
Versand	Eisbeutel