


Monoklonaler Kaninchen-Anti-Human-Cd47-Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q08722

Artikelnummer: CM0008498



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Anti-Human-CD47-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für humanes CD47 (SWISS: Q08722). Geeignet zur Untersuchung der Rolle von CD47 bei der Immunregulation, der Krebsbiologie und der kardiovaskulären Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	monoklonaler Kaninchen-Anti-Human-CD47-Antikörper
Bezeichnungen/Alias	CD47; IAP; MER6; OA3; CD47-Molekül
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	961
GeneID	961
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 19-139 des humanen CD47 (NP_001768.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q08722
Proteingewicht	31 kDa/33 kDa/35 kDa
Versand	Kühlakku