

Kaninchen-Anti-Human-Cd48-Mab Für Fc - P09326

Artikelnummer: CM0010408



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD48, konjugiert mit . Validiert für Durchflusszytometrie (FC)-Anwendungen. CD48 ist ein GPI-verankerter Immunregulator, der an der Aktivierung von T-Zellen und NK-Zellen beteiligt ist. Ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Human-CD48-mAb
Bemerkungen/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	962
Gen-ID	962
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-220 von humanem CD48 (NP_001769.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P09326
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel