

Kaninchen Anti-Humaner Cd48 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P09326

Artikelnummer: CM0008994



Einführung

Dieser mit konjugierte, monoklonale Kaninchenantikörper erkennt humanes CD48 (BCM1, BLAST, SLAMF2), ein GPI-verankertes Glykoprotein, das weit verbreitet auf hämatopoetischen Zellen exprimiert wird. Er eignet sich für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC). Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein (Aminosäuren 27-220). Ideal für Studien zur T-Zell-Signalgebung und Immunzellaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humaner CD48 mAb
Bemerkungen/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Spezies	Human
GeneID (Human)	962
GeneID	962
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-220 von humanem CD48 (NP_001769.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P09326
Proteingewicht	19kDa/28kDa
Versand	Eistasche