

Kaninchen Anti-Human Cd48 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P09326

Artikelnummer: CM0005517



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, der gegen humanes CD48 (SLAMF2) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC), ermöglicht dieses Reagenz die zuverlässige Detektion von CD48 auf hämatopoetischen Zellen für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD48 mAk
Bemerkungen/Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	962
GenID	962
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-220 von humanem CD48 (NP_001769.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P09326
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel