


Kaninchen-Anti-Mensch Cd5 Mak - P06127

Artikelnummer: CM0012495



Einführung

Kaninchen-anti-Mensch CD5 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Spezifisch für humanes CD5 (SWISS: P06127), ein T-Zell-Oberflächenglykoprotein, das an der Immunregulation beteiligt ist. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Mensch CD5 mAk
Bemerkungen/Alias	T1; LEU1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	921
GenID	921
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-371 von humanem CD5 (NP_055022.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06127
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel