

Kaninchen-Anti-Human-Cd50(Icam-3)-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P32942

Artikelnummer: CM0010990



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD50/ICAM-3, optimiert für die Durchflusszytometrie, ideal zur Untersuchung der Leukozytenadhäsion und der Interaktionen dendritischer Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-CD50(ICAM-3)-mAb
Bemerkungen/Alias	CD50; CDW50; ICAM-R
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3385
Gen-ID	3385
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30-114 des humanen CD50(ICAM-3) (NP_002153.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32942
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku